

# VÉTÉRINAIRES / ASV / AVQ

## La lumière Helight dans le monde animal

La lumière Helight est totalement adaptée à tous les signes d'appels des propriétaires d'animaux chez les vétérinaires à savoir : les douleurs, la chaleur (température), les oedèmes ou encore la mobilité réduite. Elle est utilisable aussi bien par les médecins vétérinaires que par leurs assistant(e)s et auxiliaires. Les animaux sont instinctivement attirés par la lumière. Leur intelligence sait ce qui est bon pour se maintenir en bonne santé.

La lumière rouge interagit avec les tissus, ramenant le métabolisme des cellules fatiguées, traumatisées, vieillissantes ou malades à la normale. On constate une **production accrue d'énergie (ATP)** au niveau cellulaire, qui engendre une cascade de réactions chimiques. Les études cliniques ont également mis en évidence un **phénomène d'angiogenèse au niveau de la microcirculation**. Le traitement par la lumière est adapté à tous types de couleurs du pelage.



Lors de chaque traitement, indolore et sans effet secondaire, l'énergie diffusée augmente la circulation, amenant ainsi de l'eau, de l'oxygène et des nutriments vers la région lésée. Ceci crée un **environnement optimal pour la guérison**, en réduisant l'inflammation, les gonflements, les spasmes musculaires, les raideurs et la douleur. Au fur et à mesure que la région blessée se répare, la fonctionnalité est retrouvée et la douleur diminuée. Il s'agit d'une **action régulatrice**.

La lumière Helight a une action **locorégionale voire systémique** (traitement sur des zones plus larges). Elle agit sur **la douleur** (Action Gate Control et production d'endorphine) et sur **l'inflammation** (Action sur l'oxyde nitrique NO et sur les PGE2 responsables de l'inflammation). Elle agit également sur **la cicatrisation** en stimulant le fibroblaste qui relance la production de collagène et d'élastine. Ceci entraîne une meilleure communication cellulaire pour favoriser la cicatrisation de **tous types de plaies** et sur la régulation des **tissus cicatriciels**. Elle s'utilise en pré, per et post opératoire pour une efficacité optimale.

La lumière rouge ouvre tout un univers de soins esthétiques dans le monde animal en **favorisant la repousse des poils** grâce à son action sur la vascularisation. Après une intervention chirurgicale, le poil va repousser plus rapidement et retrouver un aspect plus doux et plus brillant. L'effet naturellement relaxant de la lumière rouge agit aussi sur **le comportement et l'humeur** de l'animal avec un effet pouvant être quasiment hypnotique pendant un traitement. Aucune sédation ni immobilisation n'est nécessaire pour effectuer un traitement de lumière rouge qui se révèle être une expérience agréable et conforme pour l'animal.



[www.helight.com](http://www.helight.com)